

Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA

**Oggetto: RdO aperta n. 2572426 per la sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura mediante somministrazione periodica di materiale vario, (contenitori, anse, capillari, provette, portaprovette, ditali, puntali, pipette, siringhe, dosatori, aspiratori, micropipette, capsule) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di sei mesi. CIG 8313762D6D. CHIARIMENTI, RETTIFICA SCHEDA TECNICA ED ECONOMICA E PROROGA TERMINI.**

Facendo seguito a richieste di chiarimenti inerenti la RdO in oggetto siamo a fornire le seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento. Si procede altresì, in relazione alla necessità di correggere alcuni errori materiali contenuti nelle schede, alla pubblicazione della scheda tecnica ed economica, che dovranno essere utilizzate per la compilazione delle offerte e caricate sul sistema.

Si procede conseguentemente alla proroga dei termini di presentazione delle offerte al **26/06/2020**.

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

**Pos. 162: Sacch bio Compost**

Domanda: Si richiedono le dimensioni dei "SACCH BIO COMPOST" .

Risposta: Le dimensioni dei sacchetti sono 30x50 cm.

**Pos. 169: Provette in PP, fondo tondo, non graduate di dimensioni (diametro 15 mm, lunghezza 95 mm) con tappo**

Domanda: la provetta puo' andare bene diametro 16, lunghezza 100mm ?

Risposta: No.

**Pos. 38: Contenitore in plastica da ml 150 con coperchio filettato. Forma tonda, come contenitore per urine, in PET circa 60x72 mm, tappo 61x13 mm.**

Domanda: possiamo proporre contenitore in polipropilene trasparente (tipo per urine) , il contenitore (tipo per urine) secondo noi non esiste in PET.

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica

**Pos. 122: Sacchetti speciali Sterilbag T 30. Dimensioni circa 300x500mm.**

Domanda: si possono proporre sacchetti 300x660 mm anziche' 300x500 (sono leggermente piu' lunghi )??

Risposta: Si, importante che siano sacchetti speciali autoclavabili.

**Pos. 139: Tamponi sterili in provetta con etichetta di dimensione (13-16)x(150-165) mm  
ASTICELLA IN PLASTICA**

Domanda: si possono proporre tamponi in provetta dim 12x150 ??

Risposta: No.

**Pos. 149: PROVETTA STERILE V/BOROSILICATO APIROGENA, 13x100M**

Domanda: volete 2 provette o 2 confezioni da 100 pezzi ???

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica

**Pos. 172: Capillari in vetro per micropipette da 100µl**

Domanda: capillari 100ul ,sono fornibili in confezioni indivisibili da 250 pezzi , confezioni piu' piccole non esistono, possiamo cambiare il confezionamento ?

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica

**Pos. 70: Parafilm rotolo 5cm x 66m**

Domanda: chiedo conferma della lunghezza del parafilm 66 m ?

Risposta: Si conferma.

**Pos. 91: Portaprovette in plastica per provettoni da 50 ml, ø 35 mm tipo falcon**

Domanda: diametro del portaprovette per falcon d 35 mm ?

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica

**Pos. 101 e 102: Provettoni in polietilene non sterili con tappo a vite, interno conico, base di appoggio, graduazione serigrafata da 50 mL; Provettoni in polietilene non**

**sterili con tappo a vite, interno conico, senza base di appoggio, graduazione serigrafata da 50 mL.**

Domanda: materiale dei provettoni non sterili righe 101 e 102 in polietilene PE o polipropilene PP?

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica.

**Pos. 118: Rack per provette diam. 20 mm 24 posti**

Domanda: conferma n posti posizione 118 per rack provette 20 mm da 24 posti e non 40?

Risposta: Si conferma il diametro da 20 mm e da 24 posti.

**Pos. 124: Sacchetti STERILI "PRESTO CHIUSO" 720 mL per stomacher 150X230mm**


Domanda: volume di ml pos. 124 da 710 ml e non 720 ml?

Risposta: Si procede per l'articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda economica.

**Pos. 170, 171, 172 : Capillari in vetro per micropipette da 20µl; Capillari in vetro per micropipette da 40µl; Capillari in vetro per micropipette da 100µl.**

Domanda: i capillari in vetro per micropipette pos 170-171-172 per che tipo di micropipette?

Risposta: I capillari in vetro devono andare bene per microaspiratori con sezione circolare adatti a capillari in vetro tarati come indicato nelle posizioni 170-171-172. Si allega immagine.



**Pos. 173: CONTENITORI 200 ml PS tappo rosso etichettato confezione singola**

Domanda: conferma che i contenitori 200 ml posizione 173 non sono sterili?

Risposta: Si conferma.

Il Responsabile del procedimento  
(Dr. Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale:** via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpae.emr.it